


Acostar 2000-A PTN



POS-NR.	BENENNUNG	Nummer	MENGE
1	Welle Acostar	11013013PT	1
2	Kugellager 63004 2RS	863004	1
3	Sicherungsring 42x1,75DIN472	70489	1
4	Sicherungsring 20x1,2 DIN471	70283	1
5	Deckel hinten Acostar	11012103	1
6	Wellendichtring 18x30x7 Viton	80539	1
7	Wellendichtring 18x30x7 EPDM	80539E	1
8	Sicherungsring 30x1,2 DIN472	70305	1
9	Stangendichtung 18x30x7 Viton	80849	1
10	Stangendichtung 18x30x7 EPDM	80849E	1
11	O-Ring 56-2 Viton (FKM)	80150	3
12	O-Ring 56-2 EPDM	80151	3
13	Seitenscheibe Keramik mit Loch	1102002	1
14	O-Ring 16x1,5 PTFE	80841	1
15	Gehäuse Acostar PTFE	11012104	1
16	O-Ring 15x2,5 FKM	80156	2
17	O-Ring 15x2,5 EPDM	80156E	2
18	Anschluss 3/4" aG	11012107	1
19	Anschlussstülle Schlauch 3_4 Zoll	11012106	1
20	Impeller Typ A Acostar FKM	110128012	1
21	Impeller Typ A Acostar EPDM	110124012	1
22	Deckel vorne Acostar	11012102	1
23	Seitenscheibe Keramik ohne Loch	1102001	1
24	Temperaturbegrenzer A060	130100	1
25	Gewindestange M5x82	70313	4
26	Unterlegscheibe 5,3x15x1,2mm	521763	4
27	Sterngriff M5	80561E	4
28	Motor 0,37, 230V, 1400 U-min., NW	80609	1
29	Motor 0,37, 230V, 2800 U-min., NW	80608	1
30	Motor 0,37, 400V, 1400 U-min., NW	80615	1
31	Motor 0,37, 400V, 2800 U-min., NW	80613	1
32	Zylinderschraube mit Innensechskant M6x16 verz.	70055	4
33	Pumpenträger PTN Acostar	12001100	1